



CONTENTS

02 公司介绍

05 威玉成型台面

06 威玉理化专用台面

07 案例及应用领域

08 购买须知

09 维护与保养

09 鉴别方法





















品牌价值理念

Brand value



九大核心技术

9 Core technologies







FABRICATED TABLE TOP

威玉[®]成型台面

作为理化板的发明人,实验室台面材料的领导者,爱克·威盛亚不断完善产品功能,提供创新性的实验室台面解决方案。为满足客户对实验室台面加工品质的高标准需求,并为客户提供个性化的成型产品,爱克·威盛亚率先推出实验室专用成型台面——威玉[®]。



	标配√	选配 0
大寸		
开槽		
挡水	0	
铣边		
假边		
异形	0	
厚度	0	



WE CREATE FOR YOU 05

JADESTONE® CSPC TABLE TOP

威玉®理化专用台面

板材结构 特殊专用牛皮纸(多层) 4 背标纸 台面特性

威玉理化专用台面在保持了爱克·威盛亚实芯理化板优异的耐腐蚀、耐冲击、绿色环保性能的 同时,兼具系统产品杰出的结构稳定性,在承重、抗弯曲等性能的表现上更胜一筹。







规格



厚度

板材尺寸

台面尺寸













80063 Grey 浅灰



8801 Snow White 雪白

12.7mm 4'x8'(1220x2440mm); 4'x10'(1220x3050mm); 5'x10'(1525x3050mm); 5'x12'(1525x3660mm) 600x1200mm; 600x2400mm; 600x2800mm; 700x2400mm; 700x2800mm

注: 以上均为威玉常规产品,非常规产品请另行咨询爱克·威盛亚工程台面客户经理。



APPLICATIONS

案例及应用领域

威玉®——专业聚焦实验室台面领域,以其优异的品质和售后服务,成为众多学校、科研领域的实验室家具的首选 产品,使实验室人员远离有害物质的侵害,提供了更安全的实验环境。













WE CREATE FOR YOU 07





CARE AND MAINTENANCE

维护与保养

- A-请勿将威玉长期放置在温度超过 135℃的环境下;
- B-请勿将威玉暴露于明火,熔融金属,金属火花或直射阳光下,也不能用作切剁的表面;
- C- 煤气灯或酒精灯的火焰会损坏威玉的表面,故煤气灯或酒精灯须置于三脚架上使用;
- D-建议采用温水,丙酮或性质温和的清洁剂清洗,可选用用来洗手或洗碗的清洁剂,不要选用有磨料,强酸成份的清洁剂以免损伤表面;对于顽固污渍,可将次氯酸滴于威玉表面后用清水洗净。

IDENTIFICATION METHOD

鉴别方法

1. 注册商标



2. 唯一生产商



3. 身份标识



4. 悉心鉴别



5. 咨询热线



08 WE CREATE FOR YOU 09

威盛亚(上海)有限公司

地址: 上海市徐汇区田林路 105 号虹梅国际广场 902 室

邮编: 200233 电话: 86-21-64397070 传真: 86-21-64397583, 64397605

威盛亚(上海)有限公司工厂

地址:上海市青浦区崧华路 1688 号邮编: 201706 电话: 86-21-67001688

传真: 86-21-39815841

威盛亚 (上海) 有限公司北京分公司

地址:北京市朝阳区农展馆南路 13 号瑞辰国际中心 3 层 319 室

邮编:100125 电话:86-10-65981686

传真: 86-10-65981688

威盛亚 (上海) 有限公司广州分公司

地址:广州市中山三路 33 号中华国际中心 B 座 1402 室

邮编:510055 电话:86-20-37620322

传真: 86-20-37620321

威盛亚 (上海) 有限公司深圳分公司

地址:深圳市罗湖区笋岗东路 3019 号百汇大厦北座 15A 室

邮编:518000 电话:86-755-82197959

传真: 86-755-82197750

400-820-9418

www.wilsonart.com.cn



工程饰材官方微信



工程台面官方微信



官方微博



爱克·威盛亚



威盛亚中国



微信视频号

